


인 C-Jun-T93 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P05412

품목 번호: CM0000487



소개

인간 c-Jun(AP-1)의 인산화된 Thr93을 표적으로 하는 인 특이 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 반응합니다. AP-1 전사 인자 활성화 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 c-Jun-T93 토끼 pAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T93
종	인간
유전자ID (인간)	3725
유전자ID	3725
면역원	합성 펩타이드: 인간 JUN (NP_002219.1)의 T93 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩