


Phospho-Cardiac Troponin I (Tnni3)-S23/S24 Rabbit Mab For Ihc-P, Elisa - P19429

품목 번호: CM0001792



소개

인간 심장 트로포닌 I (TNNI3)의 인산화된 S23/S24를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 심장 근육 수축의 주요 조절 인자인 인간 심장 트로포닌 I를 검출합니다. 심장 바이오마커 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Cardiac Troponin I (TNNI3)-S23/S24 Rabbit mAb
비고/별칭	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Phospho-Cardiac Troponin I (TNNI3)-S23/S24
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7137
유전자 ID	7137
면역원	합성 펩타이드 인간 심장 트로포닌 I (TNNI3) (NP_000354.4)의 S23 및 S24 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P19429
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 백(Ice bag)