


Wb 및 Elisa용 Phospho-Cbl-Y700 토끼 다클론 항체 - P22681

품목 번호: CM0000461



소개

Phospho-CBL-Y700 토끼 다클론 항체는 인간 샘플에서 Tyr700의 인산화된 CBL을 검출하며, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴화, RTK 신호 전달 및 파골세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CBL-Y700 Rabbit pAb
비고/별칭	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
종	인간
유전자 ID (인간)	867
유전자 ID	867
면역원	합성 펩타이드 인간 CBL의 Y700 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_005179.2).
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P22681
단백질 무게	100kDa
배송	아이스팩