


Wb, Elisa용 Phospho-Cdc6-S54 Rabbit Mab - Q99741

품목 번호: CM0001942



소개

WB, ELISA용으로 검증된 Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb (Q99741). 인간 및 마우스의 Ser54에서 인산화된 CDC6을 검출합니다. DNA 복제 및 세포 주기 검사점 연구에 이상적입니다. CamelBio 원스톱 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Phospho-Cdc6-S54
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	990
GeneID	990
면역원(Immunogen)	인간 Cdc6 (Q99741)의 S54 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q99741
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백