


인산화-Cdk1-T161 토끼 다클론 항체 - P06493

품목 번호: CM0001656



소개

인산화-CDK1-T161 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 Thr161 위치에서 인산화된 CDK1을 특이적으로 검출합니다. WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-CDK1-T161 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; 인산화-CDK1-T161
종	인간
유전자 ID	983
면역원	인간 CDK1 (NP_001777.1)의 T161 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송 방법	아이스 팩