

## Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If용) - P06493

품목 번호: CM0000667



### 소개

CDK1의 인산화된 T161 및 CDK2/CDK3의 해당 인산화된 T160을 인식하는 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역침강, 면역형광법에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 제품명            | Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 토끼 mAb              |
| 비고/별칭          | CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1                          |
| 종              | 인간                                                   |
| GeneID (Human) | 983                                                  |
| GeneID         | 983                                                  |
| 면역원            | 합성 펩타이드: 인간 CDK1 (NP_001777.1)의 T161 주변 합성 인산화 펩타이드. |
| 원천             | 토끼                                                   |
| 카테고리           | 인산화 항체                                               |
| 응용 분야          | WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA                       |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                          |
| SWISS          | P06493                                               |
| 단백질 분자량        | 34kDa                                                |
| 배송             | 아이스백                                                 |