


Wb, Elisa용 Phospho-Cdk1-Y15 Rabbit Mab - P06493

품목 번호: CM0001140



소개

WB, ELISA용 Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb.
인간 샘플의 Tyr15에서 인산화된 CDK1을 검출합니다.
세포 주기, 유사 분열 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	983
GeneID	983
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 CDK1(NP_001777.1)의 Y15 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)