

Phospho-Cdk1/2-T14 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P06493 / P24941

품목 번호: CM0000875



소개

Phospho-Cdk1/2-T14 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 CDK1 및 CDK2의 인산화된 T14를 검출하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 유사 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Cdk1/2-T14 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
종	인간
유전자 ID (인간)	983 / 1017
유전자 ID	983 / 1017
면역원	합성 펩타이드: 인간 CDK1 (P06493) / CDK2의 T14 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P06493 / P24941
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백