


Phospho-Cdk1/2/3-T14 Rabbit Mab - P06493/P24941/Q00526

품목 번호: CM0001545



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Phospho-CDK1/2/3-T14 토끼 단일클론 항체입니다. T14에서 인산화된 인간, 마우스, 래트 CDK1/2/3을 검출합니다. 세포 주기 및 유사 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK1/2/3-T14 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1/2/3-T14
종	인간(Human)
GeneID (인간)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
면역원	합성 펩타이드 인간 CDK1 (P06493)의 T14 부근의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06493/P24941/Q00526
단백질 분자량	34 kDa
배송	아이스백