


인산화-Cdk2-Y15 토끼 단일클론항체 (Wb, Elisa용) - P24941

품목 번호: CM0000883



소개

Tyr15 부위가 인산화된 인간 CDK2를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응합니다. 세포주기 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-CDK2-Y15 토끼 단일클론항체
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); 인산화-CDK2-Y15
종	인간
유전자ID (인간)	1017
유전자ID	1017
면역원	합성 펩타이드: 인간 CDK2 (NP_001789.2)의 Y15 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P24941
단백질 분자량	34 kDa
배송 방식	아이스백