


Phospho-Cdk6-Y13 Rabbit Pab - Q00534

품목 번호: CM0001833



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Phospho-CDK6-Y13 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간 CDK6의 인산화된 Y13을 검출하며, 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK6-Y13 Rabbit pAb
비고/별칭	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	1021
항원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 CDK6 (NP_001250.1)의 Y13 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q00534
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)