


Phospho-Cdk6-Y24 Rabbit Pab For Wb/If/Icc - Q00534

품목 번호: CM0000413



소개

Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb는 Tyr24에서 인산화된 인간 CDK6을 검출합니다. WB, IF/ICC에 적합합니다. 인간, 마우스에서 검증되었습니다. 세포 주기, 분화 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb
비고/별칭	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
종	인간
GeneID (Human)	1021
GeneID	1021
면역원	합성 펩타이드: 인간 CDK6의 Y24 주변 부위에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00534
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백