


Phospho-Cdkn1B/P27Kip1-T187 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P46527

품목 번호: CM0001583



소개

T187 부위가 인산화된 CDKN1B/p27KIP1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체; 인간 샘플에 대한 웨스턴 블롯(Western blot) 검증 완료. 세포 주기 및 종양 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 토끼 다클론 항체
비고/별칭	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
종	인간
유전자 ID (인간)	1027
유전자 ID	1027
면역원	합성 펩타이드: 인간 CDKN1B/p27KIP1의 T187 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P46527
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩