

Phospho-Cebpb (T235) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P17676

품목 번호: CM0000775



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Phospho-CEBPB (T235) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 CEBPB를 검출합니다. 전사 조절, 면역 반응 및 지방 생성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-CEBPB-T235 Rabbit mAb
비고/별칭	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
종	Human
유전자 ID (인간)	1051
유전자 ID	1051
면역원	인간 CEBPB (NP_005185.2)의 T235 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P17676
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩