

Phospho-C/Ebpb-T235 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17676

품목 번호: CM0000676



소개

Phospho-C/EBPB-T235 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 C/EBPB의 T235에서 인산화된 형태를 인식하며, 이는 면역 반응 및 지방 생성에서 중요한 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-C/EBPB-T235 Rabbit pAb
비고/별칭	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
종	인간
유전자 ID (인간)	1051
유전자 ID	1051
면역원	인간 C/EBPB (NP_005185.2)의 T235 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17676
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백