

Phospho-Cgas (S420) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8C6L5

품목 번호: CM0000665



소개

Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb는 마우스, 인간, 쥐 샘플에서 세린 420에서 인산화된 CGAS를 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천면역, cGAS-STING 경로 및 DNA 감지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb
비고/별칭	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
종	마우스
GeneID (Human)	115004
GeneID	214763
면역원	합성 펩타이드: 마우스 CGAS (NP_775562.2)의 S420 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8C6L5
단백질 무게	58kDa
배송	아이스백