

인-키나아제 Chk1 (Ser280) 인산화 특이 토끼 다클론 항체 - O14757

품목 번호: CM0000542



소개

인간 Chk1(CHEK1)의 Ser280 부위를 표적으로 하는 인산화 특이 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 유효성이 검증되었으며 DNA 손상 및 세포주기 검문점 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-키나아제 Chk1 (Ser280) 인산화 특이 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S280
종	인간
유전자 ID (인간)	1111
유전자 ID	1111
면역원	합성 펩타이드: 인간 Chk1(NP_001265.2)의 S280 부위 주변의 인산화된 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩