

Phospho-Chk1-S317 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa) - O14757

품목 번호: CM0000628



소개

내인성 수준의 Ser317에서 인산화된 Chk1을 인식하는 고평이 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 샘플에서 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Phospho-Chk1-S317 Rabbit pAb
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S317
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1111
유전자 ID	1111
면역원	사람 Chk1 (NP_001265.2)의 S317 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백