

Wb, Elisa용 Phospho-Chk1-S345 Rabbit Mab - O14757

품목 번호: CM0000505



소개

내인성 인산화 Chk1(Ser345)을 검출하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타내고 주요 세포 주기 검사점 키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Chk1-S345 Rabbit mAb
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S345
종	Human
GeneID (Human)	1111
GeneID	1111
면역원	합성 펩타이드 인간 Phospho-Chk1-S345 (NP_001107593.1)의 S345 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩