

Phospho-Chk2-S516 토끼 Pab - O96017

품목 번호: CM0001269



소개

Ser516에서 인산화되었을 때만 내인성 Chk2 수준을 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. DNA 손상 반응 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Chk2-S516 토끼 pAb
비고/별칭	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
종	인간
GeneID	11200
면역원	인간 Chk2 (NP_009125.1)의 S516 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O96017
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백