


Ihc-P, Elisa용 Phospho-Connexin 43-S368 토끼 다클로날 항체 - P17302

품목 번호: CM0001217



소개

Ser368에서 인산화된 인간 커넥신-43(Connexin-43)을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 pAb입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 갭 접합(Gap junction), 심장 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Connexin 43-S368 Rabbit pAb
비고/별칭	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2697
GeneID	2697
면역원	인간 GJA1 (NP_000156.1)의 S368 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P17302
단백질 크기	43kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)