

Wb, Ihc-P, Fc(세포내), Elisa용 인산화-Creb1-S133 토끼 단클론 항체 - P16220

품목 번호: CM0000888



소개

Ser133에서 인산화된 CREB1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 검증된 적용 분야는 WB, IHC-P, 세포내 유세포분석, ELISA이며 인간, 마우스, 래트와 교차반응성을 가집니다. cAMP 신호전달 및 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-CREB1-S133 토끼 mAb
비고/별칭	CREB; CREB-1
종	인간
GeneID (인간)	1385
GeneID	1385
면역원	합성 펩타이드; 인간 CREB1 (NP_604391.1)의 S133 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC(세포내), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16220
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스팩