

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Phospho-Creb1-S133 Rabbit Pab - P16220

품목 번호: CM0001280



소개

Phospho-CREB1-S133 Rabbit pAb은 사람, 쥐, 및 랫트의 Ser133에서 인산화된 CREB1을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 전사 및 cAMP 신호 전달 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CREB1-S133 Rabbit pAb
비고/별칭	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1385
유전자 ID	1385
항원(Immunogen)	합성 펩타이드; 사람 CREB1 (NP_604391.1)의 S133 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16220
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)