

Phospho-Creb1-S142 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P16220

품목 번호: CM0000674



소개

Phospho-CREB1-S142 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블로팅을 통해 Ser142 부위에서 인산화된 CREB1을 특이적으로 검출합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증된 이 항체는 전사 조절, 일주기 생물학, 세포 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-CREB1-S142 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S142
종	인간
유전자 ID (인간)	1385
유전자 ID	1385
면역원	합성 펩타이드 - 인간 CREB1의 S142 주변 잔기에 해당하는 인 특이적 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB (웨스턴 블로팅)
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16220
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩