


인산화 사이클린 D1 (T286) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P24385

품목 번호: CM0001049



소개

T286에서 인산화된 인간 사이클린 D1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. G1/S 전이 및 종양발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 사이클린 D1-T286 토끼 pAb
비고/별칭	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; 인산화 사이클린 D1-T286
종	인간
GeneID (인간)	595
GeneID	595
면역원	합성 펩티드: 인간 사이클린 D1 (NP_444284.1)의 T286 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24385
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백