

Phospho-Cyclin E1-T395 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P24864

품목 번호: CM0000776



소개

T395에서 인산화된 Cyclin E1을 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Cyclin E1-T395 Rabbit pAb
비고/별칭	CCNE; pCCNE1; Phospho-Cyclin E1-T395
종	인간
GeneID (인간)	898
GeneID	898
면역원	인간 Cyclin E1 (NP_001229.1)의 T395 주변 합성 인산화 펩타이드.
원료	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24864
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백