


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 인산화-Dna-Pkcs-S2056 토끼 다클로날 항체 - P78527

품목 번호: CM0001805



소개

인간 인산화-DNA-PKcs (S2056)를 특이적으로 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 및 복구 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-DNA-PKcs-S2056 토끼 pAb
비고/별칭	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKc; DNA-PKcs; 인산화-DNA-PKcs-S2056
종	인간(Human)
GeneID	5591
면역원	인간 DNA-PKcs (NP_008835.5)의 S2056 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P78527
단백질 분자량	469kDa
배송	아이스 백(Ice bag)