

인산화-Dok2-Y299 토끼 다클론항체 - O60496

품목 번호: CM0001560



소개

인산화-DOK2-Y299 토끼 다클론항체는 타이로신 299에서 인산화된 인간 DOK2를 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 면역형광 응용 분야에서 검증된 이 항체는 사이토카인 및 성장 인자 신호 전달 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-DOK2-Y299 토끼 다클론항체
비고/별칭	p56DOK; p56dok-2; 인산화-DOK2-Y299
종	인간
유전자 ID (인간)	9046
유전자 ID	9046
면역원	인간 DOK2의 Y299 주변 잔기에 해당하는 인 특이적 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간
SWISS	O60496
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩