


Phospho-Drp1-S616 Rabbit Mab - O00429

품목 번호: CM0001350



소개

WB, IP, ELISA 응용을 위한 Phospho-DRP1-S616 Rabbit mAb으로, 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 S616이 인산화된 경우에만 DRP1의 내인성 수준을 검출합니다. 미토콘드리아 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-DRP1-S616 Rabbit mAb
비고/별칭	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10059
GeneID	10059
면역원	합성 펩타이드 사람 DRP1 (NP_036192.2)의 S616 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	O00429
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백