

Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Rabbit Pab - P12830

품목 번호: CM0001081



소개

S838/S840에서 인산화된 인간 E-카드헤린에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 상피 세포 이동성 및 침윤 억제 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Rabbit pAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Phospho-E-Cadherin-S838/S840
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	999
유전자 ID	999
면역원	인간 CDH1 (NP_004351.1)의 S838 및 S840 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P12830
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 백(Ice bag)