

Phospho-Eef2K-S366 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00418

품목 번호: CM0001932



소개

EEF2K의 Ser366을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에서 교차 반응성을 확인하였으며 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 번역 조절 및 키나제 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EEF2K-S366 Rabbit pAb
비고/별칭	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	29904
GeneID	29904
면역원	사람 EEF2K (NP_037434.1)의 S366 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	O00418
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백