


Wb, Elisa용 Phospho-Egfr-Y1045 Rabbit Pab - P00533

품목 번호: CM0001631



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인산화 특이적 EGFR-Y1045 토끼 다클로날 항체입니다. 신호 전달의 핵심 잔기인 Tyr1045에서 인산화된 인간 EGFR을 검출합니다. EGFR 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1045 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1956
면역원	합성 펩타이드 인간 EGFR (NP_005219.2)의 Y1045 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백