


Phospho-Egfr-Y1068 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P00533

품목 번호: CM0001266



소개

Y1068에서 인산화된 EGFR을 표적하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체. WB, IP, ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응성 있음. EGFR 신호 전달 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	인간 EGFR (NP_005219.2)의 Y1068 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00533
단백질 무게	134kDa
배송	아이스백