


Wb, Elisa용 Phospho-Egfr-Y1086 Rabbit Pab - P00533

품목 번호: CM0001252



소개

Phospho-EGFR-Y1086 Rabbit pAb는 인간 EGFR의 티로신 1086 잔기가 인산화된 형태를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 134 kDa 수용체 티로신 키나제를 검출하여 EGFR 주도 신호 전달 경로 및 암 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1086 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	합성 펩타이드: 인간 EGFR (NP_005219.2)의 Y1086 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)