


인산화 Egfr (Y1148) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P00533

품목 번호: CM0001955



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인산화 EGFR-Y1148 토끼 다클론 항체입니다. 타이로신 1148 위치에서 인산화된 인간 EGFR을 검출하여 EGFR 신호 전달 경로 및 수용체 활성화 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 EGFR-Y1148 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; 인산화-EGFR-Y1148
종	인간
유전자ID (인간)	1956
유전자ID	1956
면역원	합성 펩타이드: 인간 EGFR (NP_005219.2)의 Y1148 부위 합성 인산화 펩타이드
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방식	아이스백