


Phospho-Egfr-Y1197 Rabbit Pab For Wb - P00533

품목 번호: CM0001979



소개

Phospho-EGFR-Y1197 Rabbit Polyclonal Antibody는 Western blot에서 티로신 1197에서 인산화된 인간 EGFR을 검출합니다. EGFR 신호 전달, 암 연구 및 약물 내성 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1197 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
면역원	인간 EGFR의 Y1197 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백