


Phospho-Egfr-Y845 Rabbit Pab For Wb And Elisa - P00533

품목 번호: CM0000560



소개

인간 EGFR의 인산화된 티로신 845를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. EGFR 신호 전달, 키나아제 활성화 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-EGFR-Y845 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
종	인간
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR Y845 주변의 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 무게	134kDa
배송	아이스백