

Wb 및 Elisa용 Phospho-Egfr-Y869 토끼 다가클로날 항체 - P00533

품목 번호: CM0001803



소개

EGFR Tyr869를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다가클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 EGFR(~134 kDa)와 교차 반응합니다. EGFR 신호 전달, 암 연구 및 키나제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y869 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBB; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1956
GeneID	1956
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 EGFR (NP_005219.2)의 Y869 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)