

Wb 및 Elisa용 Phospho-Egfr-Y992 Rabbit Pab - P00533

품목 번호: CM0000589



소개

Y992에서 인산화된 EGFR를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. EGFR 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y992 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
종(Species)	사람(Human)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y992 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1956
GeneID	1956
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 EGFR (NP_005219.2)의 Y992 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P00533
단백질 분자량(Protein Weight)	134kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)