


인-Y998 인산화 Egfr 토끼 다클론 항체, Wb·elisa 적합 - P00533

품목 번호: CM0000424



소개

인-Y998 부위 인산화된 인간 EGFR을 검출하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 다클론 항체입니다. 종양학 및 신호전달 연구에 적합하며 인간 시료에서 검증되었습니다. 분자량 134 kDa, SWISS P00533입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-Y998 인산화 EGFR 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
종	인간
유전자ID (인간)	1956
유전자ID	1956
면역원	합성 펩타이드: 인간 EGFR(Y998 부위) 인산화 합성 펩타이드 (NP_005219.2)
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방식	아이스팩