


Phospho-Eif2A-S49 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P 용) - P05198

품목 번호: CM0001580



소개

웨스턴 블롯 및 면역조직화학에 사용되는 Phospho-eIF2α-S49 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 eIF2α(EIF2S1) 인산화 Ser49을 검출합니다. 통합 스트레스 반응 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-eIF2α-S49 Rabbit pAb
비고/별칭	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S49
종	인간
유전자 ID (인간)	1965
면역원	인간 EIF2S1의 S49 주변 잔기에 해당하는 인 특이 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05198
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩