

Phospho-Eif4E-S209 Rabbit Pab - P06730

품목 번호: CM0001582



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 Phospho-eIF4E-S209 Rabbit pAb으로, 인간 및 마우스의 세린 209 위치에서 인산화된 eIF4E를 검출합니다. 번역 개시, mRNA 수출 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit pAb
비고/별칭	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1977
유전자 ID	1977
면역원	합성 펩타이드 인간 eIF4E (NP_001959.1)의 S209 부근을 둘러싼 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P06730
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백