


Phospho-Eif4Ebp1 (S65) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13541

품목 번호: CM0001051



소개

Ser65에서 인산화된 eIF4EBP1을 표적으로 하는 고품질 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 종과 교차 반응. 번역 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit mAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
종	인간
유전자 ID (인간)	1978
유전자 ID	1978
면역원	합성 펩타이드 인간 Phospho-EIF4EBP1-S65 (NP_004086.1)의 S65 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13541
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백