


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Phospho-Eif4Ebp1 (T37/T46) 폴리클로날 항체 - Q13541

품목 번호: CM0001319



소개

인간, 마우스, 랫트에서 검증된 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인산화 eIF4EBP1 (T37/T46)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. mTORC1을 통해 번역 개시를 조절하며, 암 및 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T37/46 Rabbit pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	1978
유전자 ID	1978
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 eIF4EBP1 (NP_004086.1)의 T37 및 T46 부근의 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)