


Phospho-Eif4Ebp1-T37/T46 Rabbit Mab For Wb And Elisa - Q13541

품목 번호: CM0000658



소개

T37/T46에서 인산화된 eIF4EBP1을 표적하는 포스포-특이성 토끼 단일클론항체. 인간 및 쥐 샘플에서 WB, ELISA로 검증됨. mTORC1 신호 전달 및 번역 조절 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T37/T46 Rabbit mAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
종 특이성	인간, 마우스, 랫트
유전자 ID (인간)	1978
면역원	인간 EIF4EBP1의 T37&T46 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백