


Phospho-Eif4Ebp1-T45 Rabbit Pab For Western Blot - Q13541

품목 번호: CM0001458



소개

Phospho-specific eIF4EBP1 (T45) rabbit polyclonal antibody for Western blot. Detects human eIF4EBP1 phosphorylated at Thr45, a key translational repressor in mTORC1 signaling.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T45 Rabbit pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T45
종	인간
유전자 ID (인간)	1978
유전자 ID	1978
면역원	인간 eIF4EBP1의 Thr45 주변 잔기에 해당하는 합성 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB
교차 반응성	인간
SWISS	Q13541
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백