


Wb, Elisa용 Phospho-Eif4G1-S1108 토끼 Pab - Q04637

품목 번호: CM0001570



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인산화-EIF4G1 (Ser1108)에 특이적인 토끼 다클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 내인성 EIF4G1을 검출하며, 번역 개시 및 스트레스 반응 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-EIF4G1-S1108 Rabbit pAb
비고/별칭	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4GI; Phospho-EIF4G1-S1108
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1981
유전자 ID	1981
면역원	합성 펩타이드 / 사람 EIF4G1 (NP_001278086.1)의 S1108 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q04637
단백질 분자량	175kDa
배송	아이스백