

Wb, Elisa용 인산화-Enos-S1177 토끼 다클로날 항체 - P29474

품목 번호: CM0000985



소개

인간 Ser1177에서 인산화된 eNOS에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 내피 NO 신호 전달, 혈관신생 및 혈관 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb
비고/별칭	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4846
면역원	인간 eNOS (NP_000594.2)의 S1177 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P29474
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백