

Wb, If/Icc, Elisa용 Phospho-Epha2-S897 토끼 단일클론 항체 - P29317

품목 번호: CM0001293



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Phospho-EPHA2 (S897) 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 접착, 이동 및 바이러스 침투에 관여하는 수용체 티로신 키나아제인 인간 및 마우스 EPHA2를 검출합니다. IVD 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EPHA2-S897 Rabbit mAb
비고/별칭	ECK; CTPA; ARCC2; CTPPI; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
종(Species)	Human
GeneID	1969
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 EPHA2 (NP_004422.2)의 S897 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P29317
단백질 크기(Protein Weight)	108kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)