

인산화-Epha2-S897 토끼 다클론항체, Wb, Elisa용 - P29317

품목 번호: CM0001185



소개

세린 897 위치에서 인산화된 EPHA2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론항체로, 사람, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 암, 발생 및 바이러스 침입 연구에서 EPHA2 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-EPHA2-S897 토끼 pAb
비고/별칭	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; 인산화-EPHA2-S897
종	사람
유전자 ID (사람)	1969
유전자 ID	1969
면역원	사람 EPHA2 (NP_004422.2)의 S897 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P29317
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스팩